



Anleitung für die Bodenprobennahme zur Stickstoffuntersuchung (DSN)

1. Verteilung von mindestens 15 Einstichen über den Schlag.



Rand von ca. 5 m
 und Vorgewende
 nicht beproben!

2. An jeder Einstichstelle werden zwei Tiefen gebohrt:



Den Bohrer beim Entleeren nicht in den Eimer stellen, sondern in der Hand halten.

3. Die gesamte gezogene Erde aus dem Kübel in die dafür vorsehene Plastiktüte füllen.
 Den weißen und blauen Beutel mit der gleichen Nummer zusammenbinden.
4. Die Proben können bei Temperaturen bis +10 C im Freien im Schatten aufbewahrt werden.
 Bei wärmeren Tagestemperaturen bitte in der Gefriertruhe lagern.
5. Die Geräte bitte vor der Rückgabe gründlich säubern.
6. Den Erhebungsbogen vollständig ausfüllen und mit den Proben abgeben. Der dritte Durchschlag (gelb) ist für den Landwirt bestimmt.

Abholung: